


Wb, Elisa용 항-Tank 토끼 다클론 항체 - Q92844

품목 번호: CM0029680



소개

인간 TANK(ITRAF)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. NF-kB 신호 전달 및 선천성 면역 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	TANK 토끼 pAb
비고 / 별칭	ITRAF; TRAF2; I-TRAF; TANK
종	인간
유전자 ID (인간)	10010
유전자 ID	10010
면역원	인간 TANK (NP_597841.1)의 아미노산 1-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92844
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩