

Wb, Elisa용 항-Taok1 토끼 단클론 항체 - Q7L7X3

품목 번호: CM0007388

소개

WB와 ELISA에서 검증된 항-TAOK1 토끼 단클론 항체로, p38 MAPK 신호 전달, DNA 손상 반응 및 세포골격 조절에서 핵심 키나아제인 인간, 마우스, 래트 TAOK1(116 kDa)과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAOK1 토끼 mAb
비고/별칭	DDIB; PSK2; TAO1; KFC-B; MARKK; PSK-2; hKFC-B; hTAOK1; MAP3K16; TAOK1
종	인간
유전자ID (인간)	57551
유전자ID	57551
면역원	인간 TAOK1(NP_065842.1)의 아미노산 900-985에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7L7X3
단백질 분자량	116kDa
배송 방법	아이스백