

Wb 및 Elisa용 Anti-Taok2 폴리클론항체 - Q9UI54

품목 번호: CM0021570

소개

스트레스 활성화 MAPK 연쇄반응에 관여하는 세린/트레오닌 키나제인 인간 TAOK2에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 재조합 면역원; 단백질 분자량 138 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAOK2 토끼 pAb
비고/별칭	PSK; PSK1; TAO1; TAO2; MAP3K17; Tao2beta; PSK1-BETA; TAOK2
종	인간
유전자 ID (인간)	9344
유전자 ID	9344
면역원	인간 TAOK2 (NP_057235.2)의 아미노산 610-730에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UI54
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백