

Wb, Elisa용 항Tap1 단클론 항체 - Q03518

품목 번호: CM0004048



소개

웨스턴 블로팅과 ELISA용 인간 TAP1(Q03518)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 TAP1과 교차 반응하며 항원 처리 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAP1 토끼 mAb
비고/별칭	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
종	인간
GeneID	6890
면역원	인간 TAP1의 아미노산 449-748에 해당하는 재조합 단백질 (NP_000584.2)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q03518
단백질 분자량	81 kDa
배송 방식	아이스팩