

Wb 및 Elisa용 Anti-Tap1 폴리클론 항체 - Q03518

품목 번호: CM0030405



소개

인간 TAP1에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. MHC 클래스 I 항원 처리 및 ABC 수송체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	APT1; PSF1; ABCI7; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	6890
유전자 ID	6890
면역원	인간 TAP1 (NP_000584.3)의 아미노산 524-808에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q03518
단백질 분자량	81 kDa
배송	아이스백