

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tap2 폴리클로날 항체 - Q03519

품목 번호: CM0023823



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 TAP2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 표적은 항원 펩타이드 수송체 2로, MHC 클래스 I 항원 제시에 관여하는 소포체(ER) 막 단백질입니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAP2 Rabbit pAb
비고/별칭	APT2; PSF2; ABCI8; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6891
유전자 ID	6891
면역원(Immunogen)	인간 TAP2 (NP_001276972.1)의 아미노산 450-686에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q03519
단백질 분자량	76kDa
배송(Shipping)	아이스백