

Anti-Tap2 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q03519

품목 번호: CM0007292



소개

인간 TAP2를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응하며 76 kDa에서 내인성 TAP2를 인식합니다. 항원 처리 및 MHC 클래스 I 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAP2 토끼 mAb
비고/별칭	APT2; PSF2; ABC18; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
종	인간
GeneID (인간)	6891
GeneID	6891
면역원	인간 TAP2 아미노산 450-686번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001276972.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q03519
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스 팩