


Anti-Tapbp 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - O15533

품목 번호: CM0021354



소개

인간 타파신(tapasin, TAPBP)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, MHC 클래스 I 조립 및 펩타이드 로딩 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAPBP 토끼 pAb
비고/별칭	TPN; TAPA; TPSN; NGS17; TAPBP
종	인간
유전자 ID (인간)	6892
유전자 ID	6892
면역원	인간 TAPBP (NP_757345.2)의 아미노산 30-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O15533
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩