

Anti-Tapp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hb21

품목 번호: CM0002981



소개

인간 TAPP1 (PLEKHA1/TAPP-1)를 표적으로 하는 고특이성 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 있습니다. 인지질 신호 전달 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAPP1 Rabbit mAb
비고/별칭	TAPP1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	59338
유전자 ID	59338
면역원	인간 TAPP1 (Q9HB21)의 아미노산 300-404 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9HB21
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백