

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tars 폴리클로날 항체 - P26639

품목 번호: CM0026689



소개

인간 TARS (ThrRS)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 단백질 번역 및 아미노아실-tRNA 합성효소 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TARS Rabbit pAb
비고/별칭	TARS; TTD7; ThrRS
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6897
면역원	인간 TARS (NP_689508.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P26639
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)