

Wb, Elisa용 Anti-Tars2 폴리클로날 항체 - Q9Bw92

품목 번호: CM0017014

소개

인간 미토콘드리아 트레오닌-tRNA 리가제인 TARS2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TARS2 Rabbit pAb
비고/별칭	thrRS; TARSL1; COXPD21; TARS2
종	인간(Human)
유전자 ID	80222
면역원	재조합 단백질 인간 TARS2 (NP_079426.2)의 아미노산 100-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BW92
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)