

Wb 및 Elisa용 Anti-Tarsl2 토끼 다클론 항체 - A2Rtx5

품목 번호: CM0020135

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 Anti-TARSL2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 TARSL2(ThrRS-L)를 검출하며, 단백질 생합성에 관여하는 세포질 트레오닌--tRNA 리가아제입니다. 체외진단(IVD) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TARSL2 토끼 pAb
비고/별칭	TARSL2; ThrRS-L
종	인간
GeneID (인간)	123283
GeneID	123283
면역원	재조합 단백질 인간 TARSL2(NP_689547.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	A2RTX5
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩