

Wb 및 Elisa용 Anti-Tas1R2 토끼 다클로날 항체 - Q8Te23

품목 번호: CM0023881



소개

인간 TAS1R2(단맛 수용체 T1R2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 미각 및 감각 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAS1R2 Rabbit pAb
비고/별칭	TR2; T1R2; GPR71; TAS1R2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	80834
유전자 ID	80834
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8TE23
단백질 분자량	95kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)