

Wb, Elisa용 항-Tas2R10 다클론 항체 - Q9Nyw0

품목 번호: CM0017847

소개

인간 미각 수용체 TAS2R10(TRB2/T2R10)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성을 보입니다. 쓴맛 인지 및 구스투듀신 신호 전달 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAS2R10 토끼 pAb
비고/별칭	TRB2; T2R10; TAS2R10
종	인간
유전자 ID (인간)	50839
유전자 ID	50839
면역원	합성 펩티드: 인간 TAS2R10(NP_076410.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q9NYW0
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백