

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Tasl Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Hai6

품목 번호: CM0012381



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 검증된 Anti-TASL rabbit monoclonal antibody입니다. TLR7/8/9-IRF5 선천면역 신호전달에서 리소좀 어댑터 역할을 하는 인간 TASL(CXorf21; 34 kDa)을 표적으로 합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TASL Rabbit mAb
비고/별칭	CXorf21
종	인간
GeneID (Human)	80231
GeneID	80231
면역원	인간 TASL (NP_079435.1)의 아미노산 211-301에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HAI6
단백질 분자량	34 kDa
배송	아이스백