

Anti-Tasl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hai6

품목 번호: CM0024695



소개

인간 TASL(CXorf21)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, Western blot, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 TLR 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TASL Rabbit pAb
비고/별칭	CXorf21; TASL
종	인간
GeneID (Human)	80231
GeneID	80231
면역원	인간 TASL (NP_079435.1)의 아미노산 96-196 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HAI6
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백