

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tat 토끼 다클론 항체 - P17735

품목 번호: CM0025313



소개

인간 TAT(티로신 아미노전이효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 50kDa. 티로신 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAT 토끼 pAb
비고/별칭	TAT
종	인간
유전자ID (인간)	6898
유전자ID	6898
면역원	제조합 단백질 / 인간 TAT (NP_000344.1)의 아미노산 1-270번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17735
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스팩