


Wb용 Anti-Tau 단일클론 항체 - P10636

품목 번호: CM0006279



소개

인간 Tau (MAPT, 79 kDa)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 알츠하이머 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tau Rabbit mAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
종	인간
GeneID	4137
면역원	합성 펩타이드 - 인간 MAPT (NM_005910.6)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스 팩