


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Tau 다클론 항체 - P10636

품목 번호: CM0016298



소개

인간 Tau 단백질(aa 658-758)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용되며, 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. Tau는 신경세포 극성과 안정성에 필수적인 미세소관 결합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tau Rabbit pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
종	인간
유전자 ID (인간)	4137
유전자 ID	4137
면역원	인간 Tau(NP_058519.3)의 아미노산 658-758 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스팩