


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Tau 토끼 다클론 항체 - P10636

품목 번호: CM0017268



소개

인간 Tau 단백질(MAPT)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보이며 WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 미세소관 동역학 및 신경퇴행성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tau Rabbit pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
종	인간
GeneID (인간)	4137
GeneID	4137
면역원	인간 Tau(NP_058519.3)의 아미노산 500-758 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스팩