


Wb, Elisa용 항-Tax1Bp3 다클론 항체 - O14907

품목 번호: CM0026341



소개

WB 및 ELISA 응용 분야용 토끼 유래 항-TAX1BP3 다클론 항체로, 사람 및 마우스와 반응합니다. Wnt 신호 전달 억제제인 Tax1 결합 단백질 3을 표적으로 합니다. PDZ 도메인 및 Rho 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAX1BP3 토끼 pAb
비고/별칭	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
종	사람
유전자 ID (인간)	30851
유전자 ID	30851
면역원	인간 TAX1BP3 (NP_055419.1)의 아미노산 1-124에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	O14907
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩