


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Taz 토끼 다클론 항체 - Q9Gzv5

품목 번호: CM0020186



소개

인간 TAZ(WWTR1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. Hippo 신호전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다. - Q9GZV5.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAZ 토끼 pAb
비고/별칭	TAZ
종	인간
유전자 ID(인간)	25937
면역원	합성 펩타이드: 인간 TAZ(NP_056287.1)의 아미노산 300~400번에 해당하는 서열의 합성 펩타이드입니다.
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9GZV5
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백