


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Taz Rabbit Polymab® - Q9Gzv5

품목 번호: CM0011677



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA용 Anti-TAZ rabbit recombinant monoclonal antibody (PolymAb®). 인간, 마우스, 랫트 TAZ (WWTR1), Hippo 경로 전사 코액티베이터와 반응합니다. 장기 크기 조절 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAZ Rabbit PolymAb®
비고/별칭	TAZ
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	25937
유전자 ID	25937
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 TAZ (NP_056287.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9GZV5
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)