


Wb 및 Elisa용 Anti-Tbc1D1 폴리클로날 항체 - Q86Ti0

품목 번호: CM0025216



소개

토끼 유래 TBC1D1 폴리클로날 항체로 Western blot 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 133 kDa 밴드를 검출합니다. GLUT4 이동, 포도당 흡수 및 세포 주기 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBC1D1 Rabbit pAb
비고/별칭	TBC; TBC1; TBC1D1
종	인간
GeneID (인간)	23216
GeneID	23216
면역원	인간 TBC1D1 (NP_055988.2)의 아미노산 1069-1168 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86TI0
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백