


Anti-Tbc1D4 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - O60343

품목 번호: CM0021901



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Anti-TBC1D4 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 TBC1D4/AS160을 인식하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 포도당 대사 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBC1D4 Rabbit pAb
비고/별칭	AS160; NIDDM5; TBC1D4
종	인간
GeneID	9882
면역원	인간 TBC1D4 (NP_055647.2)의 아미노산 1059-1298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O60343
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스백