

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tbcc 토끼 다클론 항체 - Q15814

품목 번호: CM0023467

소개

TBCC(튜블린 특정 샤페론 C)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 인식하며 튜블린 폴딩 및 망막 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBCC 토끼 pAb
비고/별칭	CFC; TBCC
종	인간
유전자 ID (인간)	6903
면역원	인간 TBCC (NP_003183.1)의 아미노산 1-346에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15814
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스팩