

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tbcc 토끼 다클로날 항체 - Q15814

품목 번호: CM0023495



소개

TBCC (튜블린 특이 케모테린 C)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 튜블린 폴딩 및 망막 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBCC Rabbit pAb
비고/별칭	CFC; TBCC
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6903
항원(Immunogen)	인간 TBCC (NP_003183.1)의 아미노산 1-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15814
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)