

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tbccd1 다클론 항체 - Q9Nvr7

품목 번호: CM0019239

소개

사람 TBCCD1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 생쥐 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 형태와 이동에서 중심체 및 골지체 위치 결정의 역할을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBCCD1 토끼 pAb
비고/별칭	TBCCD1
종	사람
GeneID (사람)	55171
GeneID	55171
면역원	사람 TBCCD1(NP_060608.1)의 아미노산 456-557 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q9NVR7
단백질 중량	64kDa
배송	아이스팩