

If-P 및 Elisa용 항Tbce 다클론 항체 - Q15813

품목 번호: CM0022412



소개

인간 TBCE(튜불린 특정 샤페론 E)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 파라핀 면역형광법과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성이 있으며, 미세소관 조직 및 신경 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBCE 토끼 pAb
비고/별칭	HRD; KCS; KCS1; pac2; PEAMO; TBCE
종	인간
유전자ID (인간)	6905
유전자ID	6905
면역원	인간 TBCE (NP_003184.1)의 아미노산 328-527에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q15813
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백