


Wb용 Anti-Tbk1/Nak 단클론 항체 (Ko 검증됨) - Q9Uhd2

품목 번호: CM0012383



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증된
고특이성 토끼 항-TBK1/NAK 단클론 항체입니다. 사람,
쥐 및 랫트 TBK1에 반응합니다. 선천성 면역, 염증 및
오토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] TBK1/NAK Rabbit mAb
비고/별칭	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	29110
GeneID	29110
면역원	사람 TBK1/NAK (Q9UHD2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9UHD2
단백질 크기	84 kDa
배송	아이스백 (Ice bag)