


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Tbk1/Nak 토끼 다클론 항체 - Q9Uhd2

품목 번호: CM0030408



소개

TBK1/NAK에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 인간, 마우스, 래트에 반응성이 검증되었습니다. 선천성 면역, 염증 및 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TBK1/NAK 토끼 pAb
비고/별칭	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
종	인간
유전자ID	29110
면역원	인간 TBK1/NAK (NP_037386.1)의 아미노산 500-600 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHD2
단백질 분자량	84kDa
배송 방식	아이스 팩