

Wb 및 Elisa용 항-Tbl1X 다클론 항체 - O60907

품목 번호: CM0018274



소개

WB 및 ELISA용 TBL1X(O60907)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 TBL1X를 검출합니다. TBL1X는 핵 수용체에 프로테아좀을 모집하는 F-박스 유사 단백질로, 전사 조절에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBL1X 토끼 pAb
비고/별칭	EBI; TBL1; CHNG8; SMAP55; TBL1X
종	인간
유전자ID (인간)	6907
유전자ID	6907
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60907
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백