

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tbl1Xr1 다클론 항체 - Q9Bzk7

품목 번호: CM0015664



소개

인간 TBL1XR1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 핵 수용체 매개 전사 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TBL1XR1 Rabbit pAb
비고/별칭	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
종	인간
GeneID (인간)	79718
GeneID	79718
면역원	인간 TBL1XR1의 120~170번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_078941.2)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BZK7
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스팩