

Anti-Tbl1Xr1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Bzk7

품목 번호: CM0026697



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Anti-TBL1XR1 토끼 다클론 항체로, 인간 및 생쥐 TBL1XR1을 표적으로 합니다 (유전자 ID: 79718, SWISS: Q9BZK7). 핵 수용체 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBL1XR1 토끼 pAb
비고/별칭	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
종	인간
유전자 ID	79718
면역원	인간 TBL1XR1 (NP_078941.2)의 아미노산 1-180번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9BZK7
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩