

Wb 및 Elisa용 Anti-Tbl2 토끼 다클론 항체 - Q9Y4P3

품목 번호: CM0012974

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-TBL2 토끼 pAb로, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. Williams-Beuren 증후군 및 WD 반복 단백질 생물학 연구에 적합합니다. 예측 분자량은 50 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBL2 토끼 pAb
비고/별칭	WBSR13; WS-betaTRP; TBL2
종	인간
GeneID (인간)	26608
GeneID	26608
면역원	인간 TBL2(NP_036585.1)의 아미노산 100-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y4P3
단백질 중량	50kDa
배송	아이스팩