

Wb 및 Elisa용 Anti-Tbp 토끼 다클로날 항체 - P20226

품목 번호: CM0023607



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA 용도로 검증된 고품질의 anti-TBP 토끼 다클로날 항체입니다. RNA 폴리머라제 II 개시의 핵심 전사 인자인 인간, 마우스 및 랫트 TATA-box-binding protein을 검출합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBP Rabbit pAb
별칭	HDL4, TBP1, GTF2D, SCA17, TFIID, GTF2D1, TBP
면역원 종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6908
면역원	인간 TBP (NP_001165556.1)의 아미노산 1-100 내 합성 펩타이드
숙주 종	토끼(Rabbit)
항체 유형	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
유니프로트(UniProt) 엑세션 번호	P20226
분자량	38kDa
배송 방법	아이스 팩(Ice bag)