

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Tbr1 단클론 항체 - Q16650

품목 번호: CM0003135

소개

인간 TBR1(T-box brain protein 1)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 대뇌 피질 발달 및 신경발달 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBR1 Rabbit mAb
비고/별칭	AUTS5; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1
종	인간
GeneID (인간)	10716
GeneID	10716
면역원	인간 TBR1 (Q16650)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q16650
단백질 분자량	74 kDa
배송	아이스백