

Wb용 Anti-Tbrg4 폴리클로날 항체 - Q969Z0

품목 번호: CM0023971



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Anti-TBRG4 폴리클로날 항체(Q969Z0)를 제공하며, 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 미토콘드리아 RNA 처리 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	TBRG4 Rabbit pAb
비고/별칭	CPR2; FASTKD4; TBRG4
종(Species)	Human
GeneID (human)	9238
GeneID	9238
면역원(Immunogen)	인간 TBRG4 (NP_004740.2)의 아미노산 382-631에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q969Z0
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)