

Anti-Tbx19 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60806

품목 번호: CM0017819

소개

인간 TBX19(TPIT)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 핵 내 T-box 전사 인자입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증 완료. 뇌하수체 발달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBX19 Rabbit pAb
비고/별칭	TPIT; TBS19; dJ747L4.1; TBX19
종	인간
GeneID	9095 (인간)
면역원	인간 TBX19 (NP_005140.1)의 아미노산 229-448에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60806
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩