

Anti-Tbx21 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9UL17

품목 번호: CM0028528

소개

TBX21 Rabbit pAb는 인간 T-bet의 C-말단 영역에 대해 제작된 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트의 TBX21을 인식하며, 이는 Th1 세포 발달의 주요 전사 인자로 면역학 및 자가면역 질환 연구에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBX21 Rabbit pAb
비고/별칭	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM; TBX21
종	인간
유전자 ID (인간)	30009
유전자 ID	30009
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UL17
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백