

Wb, Elisa용 항Tbx22 다클론 항체 - Q9Y458

품목 번호: CM0026114

소개

인간 TBX22(Q9Y458)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 발생 생물학에서 구개 형성 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBX22 토끼 pAb
비고/별칭	CPX; CLPA; TBXX; ABERS; dJ795G23.1; TBX22
종	인간
유전자ID (인간)	50945
유전자ID	50945
면역원	인간 TBX22(NP_058650.1)의 아미노산 291-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y458
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스백