

Wb, Elisa용 항Tbx3 토끼 다클론 항체 - O15119

품목 번호: CM0025941



소개

인간 TBX3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 발생생물학, 전사 조절 및 T-box 인자 연구에 적합하게 설계되었습니다 - O15119.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBX3 토끼 pAb
비고/별칭	UMS; XHL; TBX3-ISO; TBX3
종	인간
GeneID (인간)	6926
GeneID	6926
면역원	인간 TBX3 (NP_057653.3)의 아미노산 310-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15119
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스 팩