

Wb, Elisa용 Anti-Tbx6 토끼 다클로날 항체 - O95947

품목 번호: CM0020574

소개

인간 TBX6 (T-box 전사 인자)에 대한 정제된 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 중배엽 및 좌우축 연구 응용 분야를 대상으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBX6 Rabbit pAb
비고/별칭	SCDO5; TBX6
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6911
GeneID	6911
면역원	인간 TBX6 (NP_004599.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O95947
단백질 크기	47kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)