


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tc10/Rhoq 단일클론 항체 - P17081

품목 번호: CM0002752



소개

TC10/RHOQ(RhoQ) 소형 GTPase를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 교차 반응성을 갖춘 WB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 세포 극성, 필로포디아 형성, CFTR 트래피킹 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TC10/RHOQ 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ARHQ; TC10; TC10A; RASL7A; HEL-S-42; TC10/RHOQ
종	인간
GeneID	23433
면역원	인간 TC10/RHOQ(P17081)의 아미노산 100-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17081
단백질 무게	23kDa
배송	아이스백