

Wb, Elisa용 Anti-Tcap 다클론 항체 - O15273

품목 번호: CM0014665



소개

인간 TCAP(텔레토닌)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 근육 사르코메르 조립 및 질병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCAP 토끼 pAb
비고/별칭	TELE; CMDIN; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; 텔레토닌; TCAP
종	인간
유전자 ID (인간)	8557
면역원	재조합 단백질 인간 TCAP (NP_003664.1)의 아미노산 1-167번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O15273
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩