

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Tcap 토끼 단일클론 항체 - O15273

품목 번호: CM0004897



소개

WB, IF-P, ELISA용 고품질 Anti-TCAP 토끼 단일클론 항체. 인간, 쥐, 랫트 텔레토닌(Telethonin)을 검출합니다. 근절(Sarcomere) 연구 및 근육 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCAP Rabbit mAb
비고/별칭	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonin; TCAP
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8557
면역원(Immunogen)	인간 TCAP (NP_003664.1)의 아미노산 1-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15273
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)