

Anti-Tcap Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15273

품목 번호: CM0025937



소개

사람 텔레토닌(TCAP)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체. 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 근절 조립, 심근병증, 및 사지-대근육형 근이영양증 연구에 적합합니다. 사람 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCAP Rabbit pAb
비고/별칭	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonin; TCAP
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	8557
유전자 ID	8557
면역원	사람 TCAP (NP_003664.1)의 아미노산 1-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	O15273
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)