

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tcea1 단클론 항체 - P23193

품목 번호: CM0002279

소개

전사 연장 인자인 인간 TCEA1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 전사 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCEA1 토끼 mAb
비고/별칭	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
종	인간
유전자ID (인간)	6917
유전자ID	6917
면역원	인간 TCEA1 (P23193)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23193
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩