


Wb, Elisa용 항-Tcea1 다클론 항체 - P23193

품목 번호: CM0013414



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 항-TCEA1 토끼 다클론 항체입니다. 정지 부위를 지나 RNA 중합효소 II의 전사를 연장하는 데 필수적인 인간 전사 연장 인자 S-II를 검출합니다. 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCEA1 토끼 pAb
비고/별칭	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
종	인간
유전자 ID (인간)	6917
유전자 ID	6917
면역원	인간 TCEA1(NP_006747.1)의 아미노산 75-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23193
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩