


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tceb1 토끼 다클론 항체 - Q15369

품목 번호: CM0017069



소개

인간 TCEB1(Elongin-C)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전사 연장 및 유비퀴틴 리가아제 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCEB1 토끼 pAb
비고/별칭	SIH; TCEB1
종	인간
GeneID (인간)	6921
GeneID	6921
면역원	인간 TCEB1 (NP_001191791.1)의 아미노산 1-112에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15369
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백